

TP indicateur coloré, matériel à prévoir

Matériel à prévoir : attention il faut 150 grands tubes (6 * 25)

La consigne doit être claire sur le matériel.

Tout n'est pas utile. S'ils ont besoin d'autres matériels, le demander.

- 25 tubes de 30 (?) mL dans une boîte ou bassine
- Portoirs pour 25 tubes
- 2 burettes (Soude / Robinson)
- des pipettes jaugées de 2 , 5, 10, 20 mL
- Une pipette graduée de 5 mL
- propipette
- Pissette d'eau distillée
- 1 pH mètre + électrode, solutions tampons
- béchers pour poubelles / transvaser...
- Bouchons pour les tubes à essai
- Flacons de BBT
- Colorimètres.
- Une cuve pour spectro + une en réserve
- Eprouvettes 10 et 20 mL
- Fiole jaugée 20 mL